

Lavabo Quirúrgico

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 Maia — Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt



Lavabo Quirúrgico

Destinado para el lavado y desinfección de las manos y antebrazos de los profesionales de salud.

Lavabo Quirúrgico - ST

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304.
- Cuerpo del lavabo con superficies redondas.
- Funcionamiento de los grifos de forma automática a través de fotocélula.
- Modelos con 1, 2 y 3 grifos.

Marca	Modelo	Dimensiones (mm) ancho x profundidad x alto
PROHS	1P-ST	750 x 550 x 950
	2P-ST	1500 x 550 x 950
	3P-ST	2000 x 550 x 950

Puede ser fabricado en con dimensiones diferentes.



Lavabo Quirúrgico - ST


Lavabo Quirúrgico - MR

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304.
- Cuerpo del lavabo con superficies rectas.
- Funcionamiento de los grifos de forma automática a través de pila.
- Modelos con 1, 2 y 3 grifos.

Marca	Modelo	Dimensiones (mm) ancho x profundidad x alto
PROHS	1P-MR	750 x 550 x 915
	2P-MR	1500 x 550 x 915
	3P-MR	2000 x 550 x 915

Puede ser fabricado en con dimensiones diferentes.



Lavabo Quirúrgico - MR

Accesorios

- Soporte de cepillos.

Opciones

- Dispensador de jabón.
- Soporte de apoyo.

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.