

Carro Multiusos / Processos



Carro Multiusos / Procesos

Se destina al transporte de artículos diversos en el hospital.



Carro Multiusos

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L.
- Estantes lisas o en formato de alambre.
- Dimensiones (Ancho x Prof. X Alto): 500 x 850 x 900 mm

Puede ser fabricado en otras dimensiones.



Carro Procesos

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L.
- Con dos cestas en acero inoxidable
- Fácil utilización.
- Dimensiones (Ancho x Prof. X Alto): 600 x 415 x 820 mm

Puede ser fabricado en otras dimensiones.

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.