

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Rack Mural y Central



PROHS[®]

Rack Mural y Central

Se destinan al correcto almacenamiento del material estéril de la Central de Esterilización.



Rack Mural

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L.
- Sistema especial para el encaje de las cestas de alambre.
- Permite el almacenamiento de cestas con diversas medidas.
- Dimensiones (Alto x Espesor) : 2000x50mm

Puede ser fabricado en otras dimensiones.



Rack Central

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L.
- Tiene de soporte estructura, lo que permite colocar cestas en ambos lados.
- Sistema especial para el encaje de las cestas de alambre.
- Permite el almacenamiento de cestas con diversas medidas.
- Dimensiones (Ancho x Alto): 1700 x 2000 mm (modelo con 3 secciones).

Puede ser fabricado en otras dimensiones.

Opciones

- Ruedas pivotantes con o sin freno.

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.