

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 Maia — Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Stérilisateur à Chambre Ronde PROHS

CE 0473

PROHS®



Stérilisateur à Chambre Ronde PROHS



Le Stérilisateur à Chambre Ronde PROHS est idéal pour les petites cliniques et centres de santé, fournissant une stérilisation rapide, efficace et efficiente et nécessitant seulement une petite quantité d'espace pour son installation.

Équipé d'une pompe à vide et d'un générateur de vapeur intégré, ce produit est parfait pour une utilisation dans des espaces restreints avec des besoins élevés de stérilisation et n'est pas nécessaire l'utilisation d'une barrière hygiénique.

Caractéristiques Techniques

- Fabriqué avec une chambre ronde à double paroi électropoliée en acier inox AISI 316L.
- Porte en acier inoxydable AISI 316L, fermée hermétiquement par le joint en silicone.
- Système de sécurité empêche l'ouverture de la porte au cours d'un cycle.
- Équipé d'un générateur de vapeur, construit en acier inox AISI 316L.
- Pompe à vide, avec système échangeur de chaleur qui permet un vide parfait aux phases de pré et post stérilisation.
- Le contrôle est entièrement fait par le microprocesseur et l'affichage par

un écran tactile de 5.7" coloré, qui permet une interface simple et la visualisation de tous les phases du cycle de stérilisation.

- Programmé et équipé de nombreux dispositifs de sécurité conformément à EN 285.
- 7 cycles pré-réglés, 5 cycles de stérilisation et 2 cycles de test pour assurer un niveau de stérilisation approprié. 20 cycles au total peuvent être programmés de manière personnalisée.
- Comprend une imprimante intégrée, 1 rack et 2 plateaux en acier inoxydable.

Modèle	Dimensions da Chambre (diam x prof.)	Dimensions Extérieurs (mm) (L x P x H)	Volume (litres)	Poids	Puissance (y compris générateur de vapeur)
PROHS RC-75	400 x 670	750 x 970 x 630	75L	160Kg	7 KW
PROHS RC-90	400 x 750	750 x 970 x 630	90L	170Kg	9,9 KW
PROHS RC-150	500 x 700	850 x 1050 x 730	150L	200Kg	10 kW

Certification

EN 285
Directive 93/42/EEC
Directive 2014/68/UE

Accessoires et Options

- Système de Osmose Inverse
- Lecteur de Carte SD
- Logiciel HMI pour la surveillance
- Cycle d'échappement lent
- Cabinet ou table en acier inoxydable
- Plateaux de chargement supplémentaires

Connexions Externes

- Alim. Électrique: 3-400V - 50/60 Hz
- Eau : 3/4" / 2 a 4 Bar (x10⁵Pa)
- Evacuation: 3/4" / matériau résistant à la température

Programmes / Cycles standard

- Flash 134 °C
- Non enveloppé 134 °C
- Enveloppé 134 °C
- Prion 134 °C
- Poreux 121 °C
- Bowie & Dick test
- Test sous vide

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.