

PROHS®

Passbox Hermética

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt



Passbox Hermética

A Passbox Hermética permite a transferência de materiais entre salas sem nunca comprometer a esterilidade do ambiente da sala limpa. Devido à sua hermeticidade, destaca-se como uma ótima opção para ambientes hospitalares, laboratoriais e farmacêuticos, com maior exigência de biossegurança.

Características Técnicas

- Portas integrais com painel interior e duplo óculo em vidro.
- Construído em aço inoxidável AISI 304.
- Capaz de trabalhar entre pressões com diferencial até 100 Pa.
- Sistema de ventilação passiva com filtro HEPA classe H14 (apenas modelos PHVent)
- Interface de LED simples e intuitivo.
- Arestas interiores da câmara boleadas que, permitem uma higienização fácil e eficaz.
- Sistema eletromecânico duplo de bloqueio das portas, impedindo a sua abertura em simultâneo (este fecho pode ser mecânico ou elétrico).
- Dobradiças exteriores em inox, que permitem a desmontagem da porta para higienização.



Passbox Hermética

Modelo

Dimensões Passbox Hermética (PH)

| | Interiores | | | Exteriores | | |
|---------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | Largura | Prof. | Altura | Largura | Prof. | Altura |
| PROHS PH-300 | 300 | 500 | 300 | 549 | 583 | 489 |
| PROHS PH-400 | 400 | 500 | 400 | 649 | 583 | 589 |
| PROHS PH-500 | 500 | 500 | 500 | 749 | 583 | 689 |
| PROHS PH-600 | 600 | 600 | 600 | 849 | 683 | 789 |
| PROHS PH-700 | 700 | 700 | 700 | 949 | 783 | 889 |
| PROHS PH-800 | 800 | 800 | 800 | 1049 | 883 | 989 |
| PROHS PH-900 | 900 | 900 | 900 | 1149 | 983 | 1089 |



Passbox Hermética Ventilada c/ UV

Modelo

Dimensões Passbox Hermética Ventilada (PHVent)

| | Interiores | | | Exteriores | | |
|-------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | Largura | Prof. | Altura | Largura | Prof. | Altura |
| PROHS PHVent-300 | 500 | 300 | 300 | 580 | 549 | 610 |
| PROHS PHVent-400 | 500 | 400 | 400 | 580 | 649 | 710 |
| PROHS PHVent-500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 749 | 810 |
| PROHS PHVent-600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 849 | 910 |
| PROHS PHVent-700 | 700 | 700 | 700 | 780 | 949 | 1010 |
| PROHS PHVent-800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1049 | 1110 |
| PROHS PHVent-900 | 900 | 900 | 900 | 980 | 1149 | 1210 |

Certificação

Diretiva 2014/35/UE
(apenas versão eletrificada)

Acessórios e Opções

- Disponível por medida (medidas externas e do óculo)
- A Passbox Hermética pode ser eletrificada
- Construção em aço inoxidável AISI 316 L
- Inclusão de filtros específicos mediante pedido
- Componentes em cobre (proteção anti-germes)
- Inclusão de prateleiras
- Portas a 180° ou 90° (apenas versão elétrica)
- Dimensão do óculo
- Incorporação de Kit de desinfeção UVC (apenas versão elétrica)
- Ventilação Laminar com teto difusor microperfurado (apenas modelos PHVent)

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

