

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Estantería



Estantería

Se destinan al correcto almacenamiento de material estéril, en envases, cestas, cajas, contenedores, etc.
Se pueden utilizar en otros servicios del hospital.



Estantería con Estante en Chapa

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L.
- Con 5 niveles de estantes en placa.
- Acabado cepillado.
- De peso ligero, pero construcción robusta.
- Permite el almacenamiento de cestas con diversas medidas.
- Pies de nivelación para adaptarse a las diferentes superficies.
- Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto): 900x400x2000 mm

Puede ser fabricado en otras dimensiones.

Opción

- Ajuste de estantes en altura.



Estantería con Estante en Alambre

Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L.
- Con 5 niveles de estantes en varilla de acero inoxidable.
- Acabado cepillado.
- De peso ligero, pero construcción robusta.
- Permite el almacenamiento de cestas con diversas medidas.
- Pies de nivelación para adaptarse a las diferentes superficies.
- Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto): 900x400x2000 mm

Puede ser fabricado en otras dimensiones.

Opción

- Cuatro ruedas pivotantes, dos con freno.

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.