

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

PROHS®

Gabinete para Instrumentos Quirúrgicos



Gabinete para Instrumentos Quirúrgicos

Gabinetes para instrumentos quirúrgicos, destinados a ayudar los profesionales de la salud a almacenar de forma más fácil y práctica los materiales y/o herramientas quirúrgicas necesarias para el correcto desempeño de su función.




Características Técnicas

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L, garantiendo una elevada resistencia.
- Puertas deslizantes en acero inoxidable o vidrio.
- Estantes amovibles en acero inoxidable o vidrio.

Marca	Dimensiones (mm)		
	Ancho	Profundidad	Alto
PROHS	900	400	2000
	1200	400	
	900	500	
	1200	500	

Puede ser fabricado en otras dimensiones.



Opciones

- Estantes en vidrio.
- Instalado con pies, ruedas o rodapié.
- Gancho de soporte de instrumentos quirúrgicos.
- Puerta Pivotante.

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.

