

SELLADORAS PROHS CATALOGO GENERAL

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia — Portugal

T | +351 229 059 170
F | +351 229 015 900
E | prohs@prohs.pt
W | www.prohs.pt



SELLADORAS PROHS

	TS 45D / TS 45 DN	TS 46 / TS 46N	TS 46T	TS 47 / TS 47N	TS47T
DATOS TECNICOS					
Tipe : Selladora rotativa	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión (textos y símbolos): fecha de sellado, de caducidad, usuarios, lotes, contador de sellados, temperatura, presión, texto libre,...	-	-	-	✓	✓
Puerto USB	-	-	✓	-	✓
NORMAS					
CE / CEM	✓	✓	✓	✓	✓
EN 868-5	✓	✓	✓	✓	✓
DIN 58953-7	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 11607-2	- / ✓	- / ✓	✓	- / ✓	✓
Certificado de calibración de temperatura (COFRAC)	- / ✓	- / ✓	✓	- / ✓	✓
Control através de microprocesador	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla	1 línea LCD	1 línea LCD	5.5" pantalla táctil color	1 línea LCD	5.5" pantalla táctil color
Menú intuitivo multifuncional (gráficos, contadores, mensajes informativos, multilingüe, teclado alfanumérico ...)	-	-	✓	-	✓
Cuaderno digital de mantenimiento	-	-	✓	-	✓
Franja de temperatura	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C
Temperaturas pre programadas	-	-	5	-	5
Tolerancia de regulación de la temperatura	2%	2%	1%	2%	1%
Contador de sellados con re-inicialización	-	-	✓	-	✓
SEGURIDAD					
Encendido automático en punto de consigna	✓	✓	✓	✓	✓
Parada automática si sobrecalentamiento (250 ° C)	✓	✓	✓	✓	✓
Control de parámetros críticos de acuerdo con la norma ISO 11607-2 (temperatura y presión)	- / ✓	- / ✓	✓	- / ✓	✓
Parada automática si los parámetros superan los límites	- / ✓	- / ✓	✓	- / ✓	✓
OTRA INFORMACIÓN					
Encendido y parada automáticos mediante célula fotoeléctrica	✓	✓	✓	✓	✓
Guía de bolsas ajustable (0-30mm desde el borde)	-	✓	✓	✓	✓
Ancho de sellado	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Longitud de sellado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Tipos de bolsas: vapor / OE / alu / Tyvek® / Ultra®	✓	✓	✓	✓	✓
Conexión eléctrica / frecuencia	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Potencia	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.
Cubierta	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones - Largo x Ancho x Alto (mm)	350 x 260 x 140	350 x 260 x 140	350 x 260 x 140	460 x 260 x 160	460 x 260 x 160
Peso (Kg)	8	8	8	15	15
ACCESORIOS Y OPCIONES					
Bandeja frontal en acero inoxidable	opción	opción	opción	opción	opción
Transportador con rodillos	opción	opción	opción	opción	opción
Auto-prueba inteligente de los parámetros críticos de sellado e informe de Control Operacional (OQ) cumpliendo con la norma ISO 11607-2 (IMPRESORA)	-	-	opción	-	opción
Trazabilidad y almacenamiento de todos los parámetros a través de memoria USB (ISO 11607-2)	-	-	opción	-	opción
Software de código de barras y escáner para programación de las selladoras (SCAN)	-	-	-	opción	opción



TS 45 con **Bandeja frontal**



TS 46T con **Transportador con rodillos**



TS 46T con **USB**



TS 47T con **USB**

